

CLEANISEPT WIPES

Salviette alcool – free per una rapida disinfezione

CE 0482



Proprietà del prodotto

Cleanisept Wipes è adatto per pulire e disinfettare i dispositivi medici sensibili all'alcool come quelli ad ultrasuoni, le testine delle sonde per gli esami vaginali e addominali.

La formula della soluzione disinfettante è a base di composti di ammonio quaternario.

La soluzione disinfettante **Cleanisept Wipes** è esente da alcool e non contiene aldeidi, né fenoli.

Le salviette **Cleanisept Wipes** sono studiate e approvate per la pulizia delle sonde ad ultrasuoni costruite dalla Philips, Shimadzu, SonoAce, Aloka, GE e Siemens.

Applicazione

Disinfezione e pulizia dei dispositivi medici sensibili all'alcool come le testine delle sonde ad ultrasuoni per esami vaginali e addominali.

Proprietà antimicrobiche

Le salviette **Cleanisept Wipes** esercitano un'azione:

- Battericida (incl. MRSA = stafilococco aureo meticillino resistente)
- Fungicida (*C. albicans*), levurocida
- Inattivazione dei virus (virus dell'epatite B e C, HIV, virus turno, papova/polyoma e Vaccinia virus)

- Tempo di applicazione per l'abbattimento di batteri e funghi, nonché del virus dell'epatite B, l'HIV, l'epatite C virus e rota virus: 1 min ; tempo di abbattimento per Papova/ polyoma virus: 5 min -

Box cilindrico con 100 salviette
12 x Box cilindrico con 100 salviette

00-208-D100

Ricarica con 100 salviette
12 x 100 salviette

00-208-R100



Pronti per l'uso i panni **senza alcool** per la rapida disinfezione di dispositivi medici, e di tutte le superfici sensibili in vetro acrilico.

Raccomandato altamente per la disinfezione delle testine di sonde ad ultrasuoni per esami vaginali e addominali, una pratica soluzione per una rapida pulizia che per anni non è mai stata disponibile.

CLEANISEPT WIPES è previsto per utilizzo singolo

- È il primo prodotto ad offrire una soluzione per una rapida pulizia e disinfezione delle testine degli strumenti ad ultrasuoni.
- Rapido, pratico, basta strofinare lo strumento per avere una rapida disinfezione delle sonde.
- È costituito da materiali ad alta compatibilità grazie alla formula alcool-free, inoltre è un rapido battericida, fungicida ed efficace virucida.
- **Si raccomanda di usare CLEANISEPT WIPES prima di ogni esame.**

Composizione

100 g Cleanisept soluzione (7,5 %) contiene principi attivi:

- 0,25 g Didecylmethylammoniumchlorid
- 0,25 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid

Contenuto:

1 box/ ricarica contiene 100 salviette (14 x 20 cm) saturate
137,5 g soluzione disinfettante Cleanisept 7,5 %



DR. SCHUMACHER

DISTRIBUITO DA:

ARTEMIDE
MEDICAL PRODUCTS S.r.l.

Via dei Castelli Romani 76/78/80 - 00178 ROMA

TEL. 06.765381- 06.45494261- FAX 06.76984105

info@artemidemedical.it - www.artemidemedical.it